



PEDALERA PARA EJERCICIOS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Fabricante: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Código M325

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93013 Emisión 2 04/2016



PEDALERA PARA EJERCICIOS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Fabricante: Target Medical S.A.
La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:
Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Código M325

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93013 Emisión 2 04/2016

INTRODUCCION

La pedalera **Care-Quip Argentina** ha sido diseñada para ejercicios de miembros inferiores y/o superiores. Fabricada en acero con correas de sujeción ajustable, regatones antideslizantes y perilla para ajuste de la resistencia. La pedalera es para un usuario individual y apta para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar la pedalera sobre una superficie plana y firme.
2. Ajustar las correas de sujeción al largo correspondiente.
3. Aflojar o ajustar la perilla para variar la resistencia.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar la pedalera.
- Al utilizar la pedalera siempre tenga presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas.
- No utilice la pedalera para otro uso que no sea el de hacer ejercicio.
- Antes de comenzar a utilizar la pedalera, asegúrese de adoptar una postura cómoda.
- No permita que los niños jueguen con la pedalera.
- No se pare sobre los pedales de la pedalera.
- Nunca levante la pedalera por los pedales.
- Por su propia seguridad, mientras hace ejercicio asegúrese de que haya un metro de espacio libre en todas las direcciones alrededor de la pedalera.
- Siempre use ropa y calzado adecuado, como zapatillas deportivas. No use ropa suelta que pueda engancharse en la pedalera durante el ejercicio.
- Recuerde respirar correctamente, hacer ejercicio a su propio ritmo y no sobre-entrenarse ya que podrían producirse lesiones.

MANTENIMIENTO

- Limpiar la pedalera por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar la pedalera con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado la pedalera, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar la pedalera por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración:

INTRODUCCION

La pedalera **Care-Quip Argentina** ha sido diseñada para ejercicios de miembros inferiores y/o superiores. Fabricada en acero con correas de sujeción ajustable, regatones antideslizantes y perilla para ajuste de la resistencia. La pedalera es para un usuario individual y apta para el uso diario. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar la pedalera sobre una superficie plana y firme.
2. Ajustar las correas de sujeción al largo correspondiente.
3. Aflojar o ajustar la perilla para variar la resistencia.

ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar la pedalera.
- Al utilizar la pedalera siempre tenga presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas.
- No utilice la pedalera para otro uso que no sea el de hacer ejercicio.
- Antes de comenzar a utilizar la pedalera, asegúrese de adoptar una postura cómoda.
- No permita que los niños jueguen con la pedalera.
- No se pare sobre los pedales de la pedalera.
- Nunca levante la pedalera por los pedales.
- Por su propia seguridad, mientras hace ejercicio asegúrese de que haya un metro de espacio libre en todas las direcciones alrededor de la pedalera.
- Siempre use ropa y calzado adecuado, como zapatillas deportivas. No use ropa suelta que pueda engancharse en la pedalera durante el ejercicio.
- Recuerde respirar correctamente, hacer ejercicio a su propio ritmo y no sobre-entrenarse ya que podrían producirse lesiones.

MANTENIMIENTO

- Limpiar la pedalera por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar la pedalera con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado la pedalera, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar la pedalera por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: